



## با داشتن ۵ رنگ، ۱۵ رنگ VITA را خواهید داشت.

### دنتین (Premium)

Clearfil	AP-X	ES-2	A1D
Clearfil	AP-X	ES-2	A2D
Clearfil	AP-X	ES-2	A3D
Clearfil	AP-X	ES-2	A3.5D
Clearfil	AP-X	ES-2	A4D
Clearfil	AP-X	ES-2	WD
Clearfil	AP-X	ES-2	XWD

### یونیورسال (Classic)

Clearfil	AP-X	ES-2	A1
Clearfil	AP-X	ES-2	A2
Clearfil	AP-X	ES-2	A3
Clearfil	AP-X	ES-2	A3.5
Clearfil	AP-X	ES-2	A4
Clearfil	AP-X	ES-2	B1
Clearfil	AP-X	ES-2	W
Clearfil	AP-X	ES-2	XW

### انامل (Premium)

Clearfil	AP-X	ES-2	A1E
Clearfil	AP-X	ES-2	A2E
Clearfil	AP-X	ES-2	A3E
Clearfil	AP-X	ES-2	A3.5E
Clearfil	AP-X	ES-2	A4E
Clearfil	AP-X	ES-2	WE
Clearfil	AP-X	ES-2	XWE

### رنگهای ترانسلسونت

Clearfil	AP-X	ES-2	Clear
Clearfil	AP-X	ES-2	Amber
Clearfil	AP-X	ES-2	Blue
Clearfil	AP-X	ES-2	Gray

Clearfil AP-X ES-2 Shade Guide

### نکات تکمیلی:

- انتخاب رنگ مناسب بر اساس طیفهای رنگی (برخلاف کامپوزیتهای معمولی که بر اساس درجه رنگ انتخاب میشوند)
- با داشتن ۵ رنگ، ۱۵ رنگ VITA را خواهید داشت.
- مدت زمان طولانی کارکرد (۴/۵ دقیقه در شرایط نور مطب)
- قابلیت استفاده در دندانهای خلفی و قدامی
- عدم تغییر رنگ و شفافیت پس از درمان
- کاملا مطابق با رنگ دندان
- قابلیت کاربرد تکنیک تک لایه و چند لایه
- پالیشینگ و هندلینگ بسیار عالی با شفافیت پایدار
- مقدار فیلر ۷۸ درصد وزنی
- استحکام خمشی ۱۱۸ (MPa)
- شیرینکیج ۱/۹ درصد
- Polish Ability 57
- خاصیت Light diffusion (انکسار نور کاملا مطابق دندان)
- دارای رنگ سفید (W) و بسیار سفید (XW)

## تنها کامپوزیت نانو هیبرید مورد تایید ویتا VITA Approved Shade Concept

**NEW**

### ویژگی ها:

۱- سادگی انتخاب بر اساس میزان رنگ : تا کنون انتخاب رنگ کامپوزیت بر اساس میزان رنگ صورت میگرفت و از این جهت همواره استفاده از یک کامپوزیت اوپک برای بهبود نتیجه کار لازم به نظر می رسید. طراحی کامپوزیت های AP-X ES-2 به گونه ای است که ابتدا انتخاب اولیه بر اساس میزان رنگ و اپاسیته صورت می گیرد که حداکثر تطابق رنگ با دندان را امکان پذیر می کند.

۲- هارمونی رنگ: با انتخاب صحیح رنگ اولیه امکان تعیین بهترین رنگ برای نتیجه بهتر فراهم میگردد. تکنولوژی Light Diffusuin بازتاب نور همانند دندان در این محصول جدید کمپانی کوراری موجب افزایش کارایی این نوع کامپوزیت شده که بی شک مورد رضایت دندانپزشک و بیمار خواهد بود.

۳- انتخاب اپاسیته : حتی با انتخاب صحیح رنگ در صورت عدم توجه به اپاسیته ، نتیجه ی حاصل رضایت بخش نخواهد بود. طراحی کامپوزیت ES-2 بر مبنای ساختار دندان به شکلی است که استفاده از انواع دنتین و انامل آن حداکثر میزان شباهت را از نظر ترانسلسونسی با دندان ایجاد خواهد نمود. با این تکنیک ساده کامپوزیت دنتین به بخش دنتین و کامپوزیت انامل به بخش انامل دندان متصل شده و به سادگی نتایج شگفت انگیزی را حاصل خواهند نمود.

۴- مطابقت بسیار دقیق : هر رنگ اصلی کامپوزیت ES-2 قابلیت استفاده به جای ۳ رنگ ویتا را دارد، برای مثال استفاده از کامپوزیت (A2E ، A2D ، A2) به سادگی سه رنگ ویتا (C1/A2/D2) را پوشش میدهد طوری که ترمیم به سختی قابل تشخیص خواهد بود.



**CLEARFIL**

**AP-X ES-2**